



19.7.2011

Jakelu:

Nuutinen Matti, Rantala Heikki, Saarela Timo,
Serlo Willy, Möttönen Merja, Vainionpää Leena,
Vähäsarja Vesa
Oulun kaupungin terveydenhuolto ja vanhustyö
Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin ja Tyrnävän
terveyskeskuslaboratoriot
PPSHP:n alueen terveyskeskukset ja muut asiakkaat
OYS:n erityisvastuualueen keskussairaaloiden
laboratoriot
Muut laboratorioasiakkaat

TRANSFERRIINIRESEPTORI -MÄÄRITYKSEN LASTEN VIITEVÄLIT MUUTTUVAT

OYS:n laboratorio ottaa seerumin liukoisen transferriniinireseptorin määrittämisessä (S –TfR n:o 1949) käyttöön uudet lasten viitevälit 2.8.2011 lähtien:

< 6 kk	1.3 – 3.2 mg/l
6 kk – 2 v.	1.0 – 2.9 mg/l
3 v. – 11 v.	0.8 – 2.7 mg/l
12 v. – 16 v.	0.9 – 1.9 mg/l

Aiemmin käytössä olleet viitevälit olivat 3– 10-vuotiaiden osalta näitä matalammat. Alle 3-vuotiaille laboratoriossamme ei ollut aiemmin viitevälejä lainkaan. Nyt käyttöön otettavat viitevälit perustuvat uudempaan kirjallisuudessa esitettyyn materiaaliin, joka on sekä viitehenkilöiden määrältään että ikäjakaumaltaan aiemmin käytettyä materiaalia laajempi. Määrittämismenetelmässä ei ole laboratoriossamme tapahtunut muutoksia.

Tutkimuksen lisätiedot löytyvät PPSHP:n alueen sairaaloiden käyttäjille Weblab Clinicalista ja sen lisäksi kaikille käyttäjille internet-ohjekirjasta www.oyslab.fi.

Tiedusteluihin vastaavat

Apulaisylilääkäri Virva Huotari, puh. (08-315) 4416, e-mail virva.huotari@ppshp.fi ja
kemisti Tarja Melkko, puh. (08-315) 5387, e-mail tarja.melkko@ppshp.fi .

OYS:n laboratorion toimialueen johtaja,
ylilääkäri

Leila Risteli