



e-jakelu: Shp-B1 TA, VA johtajat ja VY päälliköt
sekä muut vastaavat B1a-d, TK-johtavat lääkärit.
**PPSHP:n TK-laboratoriot, ERVA-KS-
laboratoriot**

MENETELMÄMUUTOKSIA HEPATIITTI A- VIRUKSEN SEROLOGISISSA TUTKIMUKSISSA

Tutkimukset	S-HAVAb (3346), Hepatiitti A, vasta-aineet seerumista S-HAVAbG (1601), Hepatiitti A, IgG vasta-aineet seerumista S-HAVAbM (1602), Hepatiitti A, IgM vasta-aineet seerumista
Asia	Viikosta 1/2013 alkaen hepatiitti A- serologia tehdään uudella menetelmällä. Menetelmämuutoksen yhteydessä tutkimuspaketin S-HAVAb sisältö muuttuu. S-HAVAb (3346) -tutkimuspaketti <u>sisältää jatkossa osatutkimukset:</u> <ul style="list-style-type: none">• S-HAVTot (8458) – totaaliavasta-aineet (ennen S-HAVAbG)• S-HAVAbM (1602) Totaaliavasta-ainepositiivisista näytteistä tehdään automaattisesti S-HAVAbM-määrittäminen. <u>S-HAVAbG (1601) poistuu tutkimusvalikoimasta kokonaan. S-HAVTot ja S-HAVAbM –tutkimuksia ei voi pyytää yksittäisinä.</u>
Menetelmä	Entsyymi-immunomenetelmä (Siemens Advia Centaur XP)
Viitearvot	Viitearvot eivät muutu
Tekstiheys:	3-5 kertaa viikossa
	Tiedusteluihin vastaavat Erikoislääkäri Jaana Kauppila, puh 040-5127203 tai email: jaana.kauppila@ppshp.fi Sairaalamikrobiologi Hanna Tuokko, puh 08-315 4086 tai email: hanna.tuokko@ppshp.fi

Laboratorion toimialueen johtaja,
ylilääkäri

Leila Risteli